

Genedrive[®]

MT-RNR1 ID Kit

Farmakogenetyczny test wspierający lekarzy w określaniu statusu wariantu MT-RNR1 m.1555A>G u pacjenta.

Prosta procedura wykonania testu:



Wymaz



Wymieszanie



Transfer



Odtworzenie
odczynnika



Start testu



Kluczowe korzyści

- **Test genetyczny point-of-care** do stosowania w sytuacjach krytycznych czasowo, wspierający decyzję o antybiotykoterapii.
- **Ogranicza ryzyko** utraty słuchu wywołanej aminoglikozydami (AIHL) dzięki wykryciu wariantu MT-RNR1 m.1555A>G.
- **Nieinwazyjny test** wykorzystujący wymaz z policzka.
- **Prosty w użyciu** zestaw testowy.
- **Szybki wynik** w trybie point-of-care, w ramach tzw. "złotej godziny".
- **Łatwa adaptacja** do istniejących procedur neonatologicznych.

Pierwszy na świecie genetyczny test point-of-care wspierający postępowanie neonatologiczne w sytuacjach krytycznych czasowo i ograniczający ryzyko utraty słuchu wywołanej aminoglikozydami (AIHL)

System Genedrive®

- Urządzenie IVD point-of-care zaprojektowane z myślą o personelu medycznym.
- Kompaktowa konstrukcja stołowa umożliwia pracę bezpośrednio przy pacjencie.
- Wykorzystuje amplifikację izotermiczną LAMP oraz fluorescencyjną detekcję celu.
- Łatwy w obsłudze ekran dotykowy z możliwością skanowania kodów kreskowych.
- Blokada RFID zapobiega użyciu przeterminowanych testów.
- Zapewnia szybkie, zautomatyzowane wyniki w około 26 minut.
- Przeznaczony do użycia przed rozpoczęciem leczenia w sytuacjach krytycznych czasowo.
- Eksport wyników przez Ethernet lub Wi-Fi do SFTP.
- Elastyczna łączność z systemami zewnętrznymi poprzez middleware.
- Opcjonalna drukarka Bluetooth do natychmiastowej rejestracji wyników.



wynik w ok. 26 minut

Kontakt

Patryk Dejek
tel. 726 337 007

Odwiedź stronę



genedrive

L'ariess
MEDICAL

MEDICAL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Ul. Karczeńska 18
04-112 Warszawa, Polska

NIP: 1133119166
REGON: 527258845
KRS: 0001077043